




►基于ORTEC产品开发，用于伽马能谱仪自动化测量分析，可兼容不同型号的高纯锗探测器，可基于现有的谱仪系统升级。

►解决实验室测量中存在的诸如样品信息遗忘、信息冗余或混淆、以及依赖高强度人工操作（如手动寻峰、计算与报告编辑）等问题。

►适用于核电站、环境保护、公共卫生等监测机构和科研院所的实验室，实现批量全自动的伽马能谱测量分析需求，自动出报告。

- ▶ 自动出报告，无需人工寻峰及计算。
- ▶ 兼容不同型号高纯锗探测器，可基于现有的谱仪系统升级。
- ▶ 具备寻峰、峰面积计算、核素识别、活度计算等功能，可实现对特征峰的有效识别及分析。
- ▶ 可同时查看探测器或已经保存的谱图，同时显示各核素剂量率，活度信息。
- ▶ 兼容各种样品尺寸，内置不同样品刻度文件，分析时调用即可。
- ▶ 内置可编辑核素库，预制文件包含核素1000种以上。
- ▶ 用户自定义样品参数，设定测量顺序、时间、不同尺寸样品盒等，自动测量并分析。
- ▶ 核素识别模块采用了原厂的特征峰匹配算法，识别速度快，灵敏度高。



邮箱: sales@cytech.world / sales1changyong@gmail.com



You tube